

**DODATNE INFORMACIJE**

**MODEL: AM4113TL-FVW**

**DETALJI**

Dino - Lite opseg

Dino - Lite Special Lighting

**OSVJETLJENJE**

Svjetlo / LED

390-400 nm UV + bijela

Broj LED žaruljica

4+4

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

MSA111A1 (opcionalna dodatna oprema)

Filtar zračenja

Da, filter s ograničenjem 400nm

Polarizacijski flitar

Ne

**OPTIKA**

Povećanje

10-90 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Dugačka

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

**SENZOR**

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

1.3 megapiksela (1280x1024)

Maksimalni broj sličica u sekundi

30 fps

### **KOMPATIBILNOST**

Sučelje	USB 2.0
Operativni sustav	Windows XP, Vista, 7 & 8, MacOS 10.4
Uključeni software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	JPEG, PNG
Podržani video formati (MacOS)	MOV

### **KUĆIŠTE**

Materijal	Plastika
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	105 g
Duljina kabla	1,8 m

### **ZNAČAJKE**

Posebni efekti	Ne
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Ne

### **INFORMACIJE**

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, CD software, kalibracijska meta, korisnički priručnik
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS