

**DODATNE INFORMACIJE**

**MODEL: AM4115ZTW**

**DETALJI**

Dino – Lite opseg

Dino – Lite universal

**OSVJETLJENJE**

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

Da

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Da, linearan

**OPTIKA**

Povećanje

10-50 x

Makro zoom

De

Radna udaljenost

Standradna

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

**SENZOR**

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

1.3 megapiksela (1280x1024)

Maksimalni broj sličica u sekundi

30 fps

## **KOMPATIBILNOST**

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sučelje                          | USB 2.0                                                               |
| Operativni sustav                | Windows XP, Vista, 7 & 8, MacOS 10.4                                  |
| Uključeni software               | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)                         |
| Podržani formati slika (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Podržani video formati (Windows) | WMV, FLV, SWF                                                         |
| Podržani formati slika (MacOS)   | JPEG, PNG                                                             |
| Podržani video formati (MacOS)   | MOV                                                                   |

## **KUĆIŠTE**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materijal               | Plastika       |
| Zaključavanje povećanja | Da             |
| Dimenzije               | 10.5cm x 3.2cm |
| Masa                    | 105 g          |
| Duljina kabla           | 1,8 m          |

## **ZNAČAJKE**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Posebni efekti    | Makro zoom |
| Mjerenje          | Da         |
| Kalibracija       | Da         |
| Microtouch senzor | Da         |
| ESD sigurnost     | Ne         |

## **INFORMACIJE**

|                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadržaj pakiranja     | Mikroskop, torbica, CD softwareKapice: N3C-O otvorena kapica; N3C-C-zatvorena kapica, N3C-D kapica za difusor; N3C dodatna kapica; N3C-L dugačka kapica, N3C-S bočna kapica, kalibracijska meta, korisnički priručnik |
| Jamstvo               | 2 godine                                                                                                                                                                                                              |
| Regulatorna odobrenja | CE, FCC, ROHS                                                                                                                                                                                                         |