

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM5018MZT4

DETALJI

Dino – Lite opseg

Dino – Lite High Speed Real Time

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

M5AA111A2 (opcionalna dodatna oprema)

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Da, linearan

OPTIKA

Povećanje

400-470 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Standardna

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

SENZOR

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

HD 720p

Maksimalni broj sličica u sekundi

60 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje	High Definition (DVI)
Operativni sustav	-
Uključeni software	-
Podržani formati slika (Windows)	-
Podržani video formati (Windows)	-
Podržani formati slika (MacOS)	-
Podržani video formati (MacOS)	-

KUĆIŠTE

Materijal	Aluminij
Zaključavanje povećanja	Ne
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	140g
Duljina kabla	1,8 m

ZNAČAJKE

Posebni efekti	Ne
Mjerenje	Ne
Kalibracija	Ne
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, punjač, korisnički priručnik, DVI kabel, ZT-Z-CC1 kapica
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS