

## **DODATNE INFORMACIJE**

**MODEL: AM5116ZTL**

### **DETALJI**

Dino – Lite opseg

Dino – Lite High Speed Real Time

### **OSVJETLJENJE**

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

MSAA111A2 (opcionalna dodatna oprema)

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Da, linearan

### **OPTIKA**

Povećanje

10-90 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Standardna

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

### **SENZOR**

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

1024x768 piksela

Maksimalni broj sličica u sekundi

60 fps

#### **KOMPATIBILNOST**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Sučelje                          | VGA |
| Operativni sustav                | -   |
| Uključeni software               | -   |
| Podržani formati slika (Windows) | -   |
| Podržani video formati (Windows) | -   |
| Podržani formati slika (MacOS)   | -   |
| Podržani video formati (MacOS)   | -   |

#### **KUĆIŠTE**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materijal               | Plastika       |
| Zaključavanje povećanja | Ne             |
| Dimenzije               | 10.5cm x 3.2cm |
| Masa                    | 95 g           |
| Duljina kabla           | 1,8 m          |

#### **ZNAČAJKE**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Posebni efekti    | Ne |
| Mjerenje          | Ne |
| Kalibracija       | Ne |
| Microtouch senzor | Da |
| ESD sigurnost     | Ne |

#### **INFORMACIJE**

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sadržaj pakiranja     | Mikroskop, torbica, punjač, korisnički priručnik, ZT-C-CC1 kapica |
| Jamstvo               | 2 godine                                                          |
| Regulatorna odobrenja | CE, FCC, ROHS                                                     |