

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4112PT

DETALJI

Dino – Lite opseg

Dino – Lite High Speed Real Time

OSVIJETLJENJE

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

MSAA111A1 (opcionalna dodatna oprema)

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Ne

OPTIKA

Povećanje

10-70, 200 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Standradna

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

SENZOR

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

628x586 piksela

Maksimalni broj sličica u sekundi

30 fps pri 27 mHz

KOMPATIBILNOST

Sučelje	TV (RCA) PAL
Operativni sustav	-
Uključeni software	-
Podržani formati slika (Windows)	-
Podržani video formati (Windows)	-
Podržani formati slika (MacOS)	-
Podržani video formati (MacOS)	-

KUĆIŠTE

Materijal	Plastika
Zaključavanje povećanja	Ne
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	95 g
Duljina kabla	1,8 m

ZNAČAJKE

Posebni efekti	Ne
Mjerenje	Ne
Kalibracija	Ne
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Ne

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, punjač, korisnički priručnik
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS