

KOMPATIBILNOST

Sučelje	USB 2.0
Operativni sustav	Windows XP, Vista, 7 & 8, MacOS 10.4
Uključeni software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	-
Podržani video formati (MacOS)	-

KUĆIŠTE

Materijal	Aluminij
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	125 g
Duljina kabla	1,8 m

ZNAČAJKE

Posebni efekti	Automatsko čitanje uvećanja (AMR), Fleksibilna LED kontrola (FLC)
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, CD software, Kapice: N3C-0 otvorena kapica; N3C-C-zatvorena kapica, N3C-D kapica za difusor; N3C dodatna kapica; N3C-L dugačka kapica, N3C-S bočna kapica, kalibracijska meta, korisnički priručnik
	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS