

**DODATNE INFORMACIJE**

**MODEL: AM4515T4-GFBW**

**DETALJI**

Dino – Lite opseg

Dino – Lite Special Lighting

**OSVJETLJENJE**

Svjetlo / LED

480 nm plava + bijela

Broj LED žaruljica

7+1

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

Ne

Difuzor svjetlosti

Ne

Filtar zračenja

Da, filter s ograničenjem 510 nm

Polarizacijski flitar

Ne

**OPTIKA**

Povećanje

400-470 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Standardna

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

**SENZOR**

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

1.3 megapiksela (1280x1024)

Maksimalni broj sličica u sekundi

30 fps

## **KOMPATIBILNOST**

Sučelje	USB 2.0
Operativni sustav	Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.4
Uključeni software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	JPEG, PNG
Podržani video formati (MacOS)	MOV

## **KUĆIŠTE**

Materijal	Plastika
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	105 g
Duljina kabla	1,8 m

## **ZNAČAJKE**

Posebni efekti	Automatsko očitovanje uvećanja (AMR)
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Ne

## **INFORMACIJE**

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, CD software, kalibracijska meta, korisnički priručnik
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS