

**DODATNE INFORMACIJE**

**MODEL: AM7515MT4A**

**DETALJI**

Dino – Lite opseg

Dino – Lite High Magnification

**OSVJETLJENJE**

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

Ne

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Ne

**OPTIKA**

Povećanje

415x~470x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Standardna

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

**SENZOR**

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

5 megapiksela (2592x1944)

Maksimalni broj sličica u sekundi

30 fps

## **KOMPATIBILNOST**

Sučelje	USB 2.0
Operativni sustav	Windows XP, Vista, 7 & 8
Uključeni software	DinoCapture 2.0 (Windows)
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	-
Podržani video formati (MacOS)	-

## **KUĆIŠTE**

Materijal	Metal
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	140 g
Duljina kabla	1,8 m

## **ZNAČAJKE**

Posebni efekti	Automatsko čitanje uvećanja (AMR), Fleksibilna LED kontrola (FLC), koaksijalno osvjjetljenje
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Da

## **INFORMACIJE**

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, CD software, kalibracijska meta, korisnički priručnik, kutija
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS