

Dino-Lite DINODIRECT – tehničke specifikacije i kompatibilnost s Dino Lite modelima

Operativni sistem	Android 4.3 ili novije verzije
Sučelje	USB On-The-Go (USB OTG)
Podržana rezolucija	Rezolucija ovisi o modelu Dino Lite digitalnog USB mikroskopa
Formati datoteka	Fotografije: PNG; Video: MP4
Microtouch	Da

Kompatibilnost s Dino Lite modelima:

Dino Lite serije uređaja	Dostupnost DinoDirect aplikacije
2111	DA
3113	DA
3713	NE
3715	NE
4023(R4)	DA
4113	DA
4113(R4)	DA
4115	DA
4515	DA
4815	DA
7013	DA
7013(R4)	DA
7023	DA
7025	DA
7115	DA
7515	DA
7915	DA
73115	DA