

**DODATNE INFORMACIJE**

**MODEL: WF4115ZT**

**DETALJI**

Dino – Lite opseg Dino – Lite Universal, bežični

**OSVIJETLJENJE**

Svjetlo / LED Bijelo  
Broj LED žaruljica 8  
Opcija za uklj./isklj. LED svjetla Da  
Infrared filter IR cut-filter > 650 nm  
Difuzor svjetlosti Da  
Filter zračenja Ne  
Polarizacijski filter Da, linearan

**OPTIKA**

Povećanje 20 - 220 x  
Makrozoom Ne  
Radna udaljenost Standardna  
Vrsta leće Staklo sa antirefleksirajućom prevlakom

**SENZOR**

Vrsta senzora CMOS  
Rezolucija 1.3 megapiksela (1280x1024)  
Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

**KOMPATIBILNOST**

Sučelje USB 2.0  
Operativni sustav Windows 7, 8 i 10, MacOS 10.12 i dalje  
Uključeni software DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)  
WiFi Potpuno bežično rješenje (uklj. WF-20)  
Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani videoformati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	JPEG, PNG
Podržani videoformati (MacOS)	MOV
Imaging standards	DirectShow, UVC

### **KUĆIŠTE**

Materijal	Plastika
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	11.4 cm x 3.3 cm
Masa	111 g
Duljina kabla	1.8 m

### **ZNAČAJKE**

Posebni efekti	Fleksibilna LED kontrola
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Ne

### **INFORMACIJE**

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, CD software, kalibracijska meta, korisnički priručnik, Kapice: N3C-O otvorena kapica; N3C-C-zatvorena kapica, N3C-D kapica za difusor; N3C dodatna kapica; N3C-L dugačka kapica, N3C-S bočna kapica
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS