

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM3111

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 20x ~ 50x, 200x

Radna udaljenost Standardna

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija VGA (640x480)

Maksimalni broj sličica u sekundi 60 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Kompozit/plastika

Dimenzije 10.5cm (L) x 3.2cm (D)

Masa 94 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite

Digital Microscope

The Industry Standard

Mjerenje	Ne
Kalibracija	Ne
Microtouch senzor	Ne

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, software CD, user manual
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS