

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4115-FKT

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED ~780 nm Infrared

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 20 ~220x

Radna udaljenost Standardna

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 1.3 Megapixel (1280x1024)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Plastika

Dimenzije 10.5 cm (L) x 3.2 cm (D)

Masa 100 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard

Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS