

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4115T-JV

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED	~395 nm UV + ~940 Infrared
Broj LED žaruljica	4+4

OPTIKA

Povećanje	20 ~220x
Radna udaljenost	Standardna

SENZOR

Vrsta senzora	CMOS
Rezolucija	1.3 Megapixel (1280x1024)
Maksimalni broj sličica u sekundi	30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje	USB 2.0
Operativni sustav	Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal	Plastika
Dimenzije	10.5 cm (L) x 3.2 cm (D)
Masa	100 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard

Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS