

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4517MZT

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 10x ~ 220x

Radna udaljenost Standardna

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 1.3 Megapixel (1280x960)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 11.1 and up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF (max 1.3MP)

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 10.5cm (L) x 3.3cm (D)

Masa 90 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard

Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, user manual, quick guide, calibration target, front cover box with N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C- L- Long cap, N3C-S- Side light cap
-------------------	---

Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS