

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4517MZTL

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 10x ~ 140x

Radna udaljenost Dugačka

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 1.3 Megapixel (1280x960)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 11.1 and up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF (max 1.3MP)

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 10.5cm (L) x 3.3cm (D)

Masa 130 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite

Digital Microscope

The Industry Standard

Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, user manual, quick guide, calibration target, front cover box with N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C- L- Long cap, N3C-S- Side light cap
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS