

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4917MT8

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 700x ~ 900x

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 1.3 Megapixel (1280x960)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.14 and later

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 10.7cm (H) x 3.3 cm (D)

Masa 130 g

ZNAČAJKE

Kalibracija Da



---

Microtouch senzor

Da

---

---

INFORMACIJE

---

Jamstvo

2 godine

---

Regulatorna odobrenja

CE, FCC, ROHS