

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4917MZT4

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 400 ~470x

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 1.3 Megapixel (1280x960)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.12 or up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 10.7 cm (H) x 3.3 cm (D)

Masa 130 g

ZNAČAJKE

Mjerenje Da



Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS