

Dino-Lite

Digital Microscope

The Industry Standard

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM7115MT-FUW

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED ~375 nm UV + bijelo

Broj LED žaruljica 4+4

OPTIKA

Povećanje 20 ~220x

Radna udaljenost Standardna

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 5.0 Megapixel (2592x1944)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 10.5 cm (L) x 3.2 cm (D)

Masa 140 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard

Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C- C (Close Cap) N3C-EB (Extended Open Black Cap) N3C-L (Long Cap) N3C-OB (Black Open Cap) N3C-S (Sidelight Cap)
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS