

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM73515MT4A

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED

Bijelo LED

OPTIKA

Povećanje

420x ~ 470x

SENZOR

Rezolucija

5.0 Megapixel (2560x1920)

Maksimalni broj sličica u sekundi

15 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje

USB 3.0

Operativni sustav

Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.14 or later

Podržani formati slika (Windows)

BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows)

WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Dimenzije

121 mm (H) x 32 mm (D)

Masa

110 g

ZNAČAJKE

Mjerenje

Da

Kalibracija

Da

Microtouch senzor

Da



INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	N3C-C (Close Cap) N3C-E (Extended Open Cap) N3C-O (Open Cap)
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS