

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM73515MT8A

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 700 ~900x

Radna udaljenost Standardna

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 5.0 Megapixel (2560x1920)

Maksimalni broj sličica u sekundi 45 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 3.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.11.16 and up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 11.9 cm (L) x 3.3 cm (D)

Masa 110 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite

Digital Microscope

The Industry Standard

Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, user manual, quick guide, calibration target, front cover N3C-C, N3C-E, N3C-O
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS