

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM73515MZTL

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 10 ~140x

Radna udaljenost Dugačka

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 5.0 Megapixel (2560x1920)

Maksimalni broj sličica u sekundi 45 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 3.0, Kabel uključen

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 11.9 cm (L) x 3.3 cm (H)

Masa 110 g

ZNAČAJKE



Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, user manual, quick guide, calibration target, front cover N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS