

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM73915MT8

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 700 ~900x

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 5.0 Megapixel (2560x1920)

Maksimalni broj sličica u sekundi 15 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 3.0, Kabel uključen

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.14 or later

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 11.9 cm (H) x 3.3 cm (D)

Masa 110 g

ZNAČAJKE

Mjerenje Da



Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS