

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM73915MZT4

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 400 ~470x

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 5.0 Megapixel (2560x1920)

Maksimalni broj sličica u sekundi 15 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 3.0, Kabel uključen

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.14 or later

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 11.9 cm (H) x 3.3 cm (D)

Masa 110 g

ZNAČAJKE

Kalibracija Da



---

Microtouch senzor

Da

---

---

INFORMACIJE

---

Jamstvo

2 godine

---

Regulatorna odobrenja

CE, FCC, ROHS