

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM7515MT1A

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 70x ~ 140x

Radna udaljenost Standardna

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 5.0 Megapixel (2592x1944)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.11.16 and up

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 10.7cm (L) x 3.2cm (D)

Masa 139 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite

Digital Microscope

The Industry Standard

Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, user manual, quick guide, calibration target, front cover box
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS