

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM8517MT-FV

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED UV (395 nm)

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 20 ~220x

SENZOR

Rezolucija 8.0 Megapixel (3840x2160)

Maksimalni broj sličica u sekundi 10 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 10/11 macOS 10.14 or later

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Dimenzije 130 mm (H) x 32 mm (D)

Masa 117 g

ZNAČAJKE

Mjerenje Da

Kalibracija Da

Microtouch senzor Da



INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, calibration target, user manual, N3C-C (Close Cap) N3C-EB (Extended Open Black Cap) N3C-LB (Black Long Cap) N3C- OB (Black Open Cap)
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS