

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM8917MT8A

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED

Bijelo LED

OPTIKA

Povećanje

700 ~900x

SENZOR

Rezolucija

8.0 Megapixel (3840x2160)

Maksimalni broj sličica u sekundi

10 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje

USB 2.0

Operativni sustav

Windows 10/11 macOS 10.14 or later

Podržani formati slika (Windows)

BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP,
JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM

Podržani video formati (Windows)

WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Dimenzije

133 mm (H) x 32 mm (D)

Masa

124 g

ZNAČAJKE

Mjerenje

Da

Kalibracija

Da

Microtouch senzor

Da



INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C- L- Long cap, N3C-S- Side light cap
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS