

WF-20 WIFI STREAMER – UREĐAJ ZA BEŽIČNO KORIŠTENJE AF MODELA MIKROSKOPA



U kombinaciji s Dino-Lite AF serijom, WF-20 je Wi-Fi streamer koji Dino-Lite mikroskopu dodaje dodatnu svestranost, fleksibilnost i agilnost. Zahvaljujući stabilnom prijenosu slike i dugom vijeku trajanja baterije (više od 2,5 sata), WF-20 je dobro prilagođen, ali nije ograničen na terenske primjene. WF-20 se također može konfigurirati kao bežični usmjerivač za održavanje veze s internetom ili mrežom tijekom korištenja.

WF-20 omogućuje **bežično korištenje AF modela mikroskopa** u vezi s iOS (iPhone/iPad) ili Android aplikacijom na bilo kojem tabletu, pametnom telefonu ili čak u DinoCapture 2.0 softveru za Windows računala. WiFi streamer idealan je za terenski rad ili prezentacije i može strujati s jednog Dino-Litea na više uređaja. Kada koriste iOS aplikaciju ili DinoCapture, korisnici mogu izvoditi mjerenja i iskoristiti automatsko očitavanje uvećanja (AMR) s kompatibilnim Dino-Lite AMR-om i modelima mjerenja. WF-20 se može koristiti bilo gdje za stvaranje WiFi signala za streaming slika uživo s Dino-Litea.

Dino-Lite

Digital Microscope

The Industry Standard



Dodatna oprema	Wireless
ESD - sigurnost	Ne
Dimenzije	58mm (D) x 36mm (Š) x 32mm (V)
Masa	57 g
Kompatibilnost s Dino-Lite mikroskopima	AF4x15 & AF7x15 series
Sadržaj pakiranja	WF-20 WiFi streamer, user manual, mini USB charging cable, integrated Li-Ion battery
Jamstvo	2 godine