

Dino-Lite

Digital Microscope

The Industry Standard

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: WF4515ZTL

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 10x ~ 140x

Radna udaljenost Dugačka

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 1.3 Megapixel (1280x1024)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.11.6 and up (cable only)

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Kompozit/plastika

Dimenzije 11.4cm (L) x 3.3cm (D)

Masa 111 g

ZNAČAJKE



Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, WF-20, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C- extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS