

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: WF7515MZT

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 20x ~ 220x

Radna udaljenost Standardna

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 5.0 Megapixel (2592x1944)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

Operativni sustav Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.11.6 and up (cable only)

Podržani formati slika (Windows) BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Podržani video formati (Windows) WMV, FLV, SWF

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 10.5cm (L) x 3.2cm (D)

Masa 135 g

ZNAČAJKE

Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard

Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS