

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4517MT-GRFBY

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED 465 nm and 580 nm excitation

Broj LED žaruljica 4 465 nm + 4 580 nm

OPTIKA

Povećanje 20x ~ 220x

Radna udaljenost Standardana

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija 1.3 Megapixels (1280x960)

Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje USB 2.0

KUĆIŠTE

Materijal Metal

Dimenzije 104 mm (H) x 32 mm (D)

Masa 92 g

ZNAČAJKE

Mjerenje Da

Kalibracija Da

Microtouch senzor Da



INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, calibration target, user manual, N3C-C (Close Cap) N3C-EB (Extended Open Black Cap) N3C-LB (Black Long Cap) N3C- OB (Black Open Cap)
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS