

Dino-Lite

Digital Microscope

The Industry Standard

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM5218MZTL

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED Bijelo

Broj LED žaruljica 8

OPTIKA

Povećanje 10x ~ 140x

Radna udaljenost Dugačka

SENZOR

Vrsta senzora CMOS

Rezolucija HD 720p

Maksimalni broj sličica u sekundi 60 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje DVI & HDMI

KUĆIŠTE

Materijal Metal housing

Dimenzije 10.5cm (L) x 3.2cm (D)

Masa 125 g

ZNAČAJKE

Mjerenje Ne

Kalibracija Ne

Microtouch senzor Da



INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Microscope, carry pouch, DVI & HDMI cable, power adapter, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS