

**DODATNE INFORMACIJE**

**MODEL: AM5018MZTL**

**DETALJI**

Dino – Lite opseg

Dino – Lite High Speed Real Time

**OSVJETLIENJE**

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

M5AA111A2 (opcionalna dodatna oprema)

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Da, linearan

**OPTIKA**

Povećanje

10-90 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Dugačka

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

**SENZOR**

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

HD 720p

Maksimalni broj sličica u sekundi

60 fps

### **KOMPATIBILNOST**

Sučelje	High Definition (DVI)
Operativni sustav	-
Uključeni software	-
Podržani formati slika (Windows)	-
Podržani video formati (Windows)	-
Podržani formati slika (MacOS)	-
Podržani video formati (MacOS)	-

### **KUĆIŠTE**

Materijal	Aluminij
Zaključavanje povećanja	Ne
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	140g
Duljina kabla	1,8 m

### **ZNAČAJKE**

Posebni efekti	Ne
Mjerenje	Ne
Kalibracija	Ne
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Da

### **INFORMACIJE**

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, punjač, korisnički priručnik, DVI kabel, ZT-Z-CC1 kapica
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS