

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM7915MZT - Edge

DETALJI

Dino - Lite opseg	Dino - Lite universal
-------------------	-----------------------

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED	Bijela
Broj LED žaruljica	8
Opcija za uklj./isklj. LED svjetla	Da
Infrared filter	IR filter >650 nm
Difuzor svjetlosti	Da, N3C-D uključen
Filtar zračenja	Ne
Polarizacijski flitar	Da, linearan

OPTIKA

Povećanje	10 - 220 x
Makro zoom	Ne
Radna udaljenost	Standradna
Vrsta leće	Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

SENZOR

Vrsta senzora	CMOS
Rezolucija	5 megapiksela (2592x1944)
Maksimalni broj sličica u sekundi	30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje	USB 2.0
Operativni sustav	Windows XP, Vista, 7 & 8, 10
Uključeni software	DinoCapture 2.0 (Windows)
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	-
Podržani video formati (MacOS)	-

KUĆIŠTE

Materijal	Aluminij
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	137 g
Duljina kabla	1,8 m

ZNAČAJKE

Posebni efekti	AMR, EDR, EDOF. FLC
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, CD software, , kalibracijska meta, korisnički priručnik
	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS